

Freezer-Manager

フリーザーマネージャー

Version 2

データベース移行ツール 操作説明書



日本ブレイディ株式会社

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

本書に記載されている情報は契約の対象とはなりません。本書の内容は事前の予告なく変更される可能性があります。

本書に記載されているソフトウェアの使用には、ユーザーライセンス契約の条項が適用されます。本ソフトウェアは、このライセンス契約の条項に準拠する場合を除き、それを無断で使用することは禁止されており、いかなる媒体への複写および複製もできません。

NIPPON BRADY K.K.の書面による承諾がない限り、本書のいかなる部分も、複写、複製、転送することはできません(購入者の個人的な使用のみが許されます)。

Copyright© NIPPON BRADY K.K.

All rights reserved

Microsoft、Windows、Access は米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

CODESOFT®は Teklynx International ®の登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

データベース移行ツール

FreezerManager Version 2.2 で使用していたデータベース (Microsoft® Access) を FreezerManager Version 2.4 用に移行します。

Version2.2用のデータベースはFreezerManager Version2.4では使用できませんのでご注意ください。


なお、Version2.4で使用するデータベースはVersion2.3と共通です。データベース移行ツール上では「V2.3」と表示されていますが、問題ありません。

データベース移行の前に

FreezerManager が稼動している場合は一旦終了してください。

データベース移行手順

- 1 FreezerManager のインストールフォルダ内の「TrandferDB2.exe」をダブルクリックして実行します。
- 2 DB 移行ツールが表示されます。



3 【操作手順①】

データベースファイルを指定します。〈参照〉ボタンをクリックして【DB ファイルの指定】ダイアログを表示して指定します。

〈手順①〉DBファイルを指定します。

参照(B)

データベースファイルはデフォルトでは下記に存在します。

C:\¥Program Files¥FreezerManager¥Data¥bfm.mdb

- 4 データベースファイルを指定すると、データベースへの接続が行われます。ユーザー定義項目名を変更している場合はその項目名が表示されます。

〈手順②〉同一サンプルと見なす項目にチェックを付けます

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> サンプル名 | <input checked="" type="checkbox"/> 性別 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 登録日 | <input checked="" type="checkbox"/> 血液型 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 登録者 | <input checked="" type="checkbox"/> 採取地点 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 保存期限 | <input checked="" type="checkbox"/> 採取年月日 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 組織名 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 初期内容量 | |
| <input type="checkbox"/> 本数 | |
| <input type="checkbox"/> コメント | |

この例ではユーザー定義1から 5 がそれぞれ「性別」、「血液型」、「採取地点」、「採取年月日」、「組織名」として使用されています。

※使用していないユーザー定義項目は表示されません。

- 5 同一サンプルと見なす項目にチェックを付けます。

例えば、「サンプル名」、「登録日」、「内容」にチェックを付けた場合、この 3 項目が同じサンプルを同一と見なし、登録本数および残本数を自動的に算出して設定します。

- 6 〈移行実行〉ボタンをクリックします。

- 7 下記のメッセージが表示されたら、移行は完了です。



なお、実行時には同じフォルダ内にデータベースファイルのバックアップがとられます。

(バックアップファイル名 = ファイル名 + YYMMDD.mdb)

FreezerManager DB 移行ツール 操作説明書

発行 :  **BRADY** 日本ブレイディ株式会社
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Printed in Japan

Copyright© NIPPON BRADY K.K.

