

優しい肌触りで、薬品にも強く破れない！  
**やわらかな熱転写リストバンド<sup>TM</sup>**

やわらかさを追求して更に進化



肌に優しい

## 柔軟性

絆創膏と同じ素材で肌に優しく、赤ちゃんからお年寄りまで安心してご使用できます。留め具も柔らかか!

薬品にも強い

## 耐久性

耐薬品性、および耐擦過性、耐摩耗性試験をクリア。病院でも長期間安心して使用することができます。

※21日間連続装着が可能(当社テストによる)

発色の良い

## カラー

一般的な白色以外に、優しいパステルカラーの黄、青、緑、赤を用意。カラーによる識別にも便利!

## やわらかな熱転写リストバンド<sup>TM</sup>の耐久性

やわらかな熱転写リストバンド<sup>TM</sup>は入院の際に使用する事を想定し設計しました。

リストバンドの材質は抗菌剤配合のポリエチレン。柔らかく肌に優しく、医薬品が付着しても変色せず、引っ張っても破れにくい。


さらに推奨インクリボンを用いる事により、薬品や擦れ摩擦にも強い鮮明な印字を保つことができるので、長期間の利用が可能となります。

耐薬品性及び耐擦過性試験	Brady やわらかなリストバンド <sup>TM</sup>	A社 リストバンド	B社 リストバンド	
身近な医薬品等々付着の綿布をリストバンド面に100回擦る	綿布	変化なし	変化なし	変化なし
	ワセリン	変化なし	変化なし	変化なし
	エタノール(消毒用)	変化なし	印字消え	変化なし
	汗	変化なし	変化なし	変化なし
	石鹸水	変化なし	変化なし	変化なし
	水道水	変化なし	変化なし	変化なし
	ハンドクリーム	変化なし	変化なし	印字消え
耐摩耗性試験	変化なし	印字消え	印字消え	
テーパー摩耗試験機 摩耗輪CS10、250g/arm 100サイクル (Fed.Std,191A,Method 5306)	山田 太郎 リストバンド <sup>TM</sup> 熱転写 +10 2	山田 太郎 リストバンド <sup>TM</sup> +10 2	山田 太郎 リストバンド <sup>TM</sup> 熱転写 +10 2	

\*試験はすべてBrady Corporationの研究開発施設にて実施。

## やわらかな熱転写リストバンド<sup>TM</sup>仕様

■製品名	やわらかな熱転写リストバンド
■材質	ポリエチレン(抗菌剤配合)
■耐熱温度	-40℃~70℃
■寸法	幅292.5mm×高さ29mm (幼児用:幅184.8mm×高さ19mm)
■印字エリア	幅110mm×高さ25mm (幼児用:幅63mm×高さ15mm)
■色	白、青、赤、黄、緑
■入り数	50バンド/1ロール
■推奨インクリボン	Brady R6400シリーズ 型番 IJ1157-90C 幅57mm×長さ90M 外巻 黒 0.5インチ紙管(ノッチあり)
■付属品	専用留め具



## 熱転写リストバンドプリンター



品番	TT040-60
仕様	<p>ロールタイプのリストバンドに、文字やバーコードを印字できます(印字にはインクリボンが必要)。上下開閉式カバーを採用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■印刷方式: 熱転写・感熱方式</li> <li>■印刷速度: 50.8mm/秒、76.2mm/秒</li> <li>■最大印字幅: 54mm</li> <li>■リストバンドロール径: 最大127mm、内径: 25.4~38mm</li> <li>■対応インクリボン: 幅56~58mm、長さ90m、内径37mm(0.5インチ) 外巻き</li> <li>■寸法: 幅140mm×奥行241mm×高さ177mm</li> <li>■印字解像度: 300dpi</li> <li>■最大印字長: 1,016mm</li> <li>■本体重量: 約2.45kg</li> </ul>

\*掲載製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。 \*その他製品およびブランド名はBrady Corporationの商標または登録商標であり、関連する権利は当社によって保留されています。

pdc ヘルスケア向けリストバンドに関するお問い合わせ



日本ブレイディ株式会社

<https://brady.co.jp>

〒192-0043 東京都八王子市暁町 1-31-16

TEL: 042-655-2531 (代表) / FAX: 042-655-2556

事業所: 本社、名古屋営業所、関西営業所